

ardo natal restore

Ardo Natal Restore Supports natural vaginal flora after birth

Read these instructions for use carefully before using the product.

Indications and application: Ardo Natal Restore is a vaginal gel containing pure and natural ingredients for use after childbirth. It moistens the vaginal mucosa and supports the regeneration of the vaginal flora. The gel supports healing and prevents injuries and pain that are caused by dry mucous membranes. It also normalises the vaginal pH. This and the moistening of the mucosa help to prevent infection by bacteria or vaginal yeasts.

Dosage and application: Ardo Natal Restore therapy should start 2 to 3 days after the birth as soon as any birth-related bleeding subsides. The gel is applied to the vagina once a day, preferably in the evening, using the applicator:

- Wash your hands thoroughly before use
- Remove the applicator from the packaging and take off the protective cap
- Insert the tip of the applicator deep into the vagina and apply the entire tube quantity (product is best applied while in a supine position with slightly bent legs)

After application, a slight burning may occur at the beginning of the treatment. This will disappear after a short period of time. The duration of treatment should not exceed 7 consecutive days.

Type of administration: For local application in the vagina.

Precautions: There are no precautionary measures to be taken.

Biocompatibility and use in pregnancy: There are no studies available for pregnant women.

Side effects: There are no known side effects.

Interactions: No interactions have been reported to date.

Contraindications: Ardo Natal Restore should not be used in case of known intolerance to one of the ingredients.

Storage and shelf life: Store Ardo Natal Restore at +5 °C to +30 °C and protected from sunlight. The expiry date is printed on the packaging. Do not use product after the expiry date.

Properties and galenic formulation: Packed in disposable applicator. Contains no medically active ingredients. Odorless, almost colorless gel of natural basis. The gel is highly viscous, isotonic with an acidic pH value of approx. 4.2.

Dosage form and content: 7 individual applicators of 4 ml each.

Note to the user: According to the Medical Device Regulation, any serious incidents that occur in connection with the product must be reported to the manufacturer and the competent authorities of the Member State in which the user resides.

Also available:

- Ardo Natal Perimassage
- Ardo Natal Support
- Ardo Natal Anti-Stretch

Explanation of symbols:	
CE ⁰¹²³	CE mark of the notified body
MD	Medical device
⊗	Do not reuse
📖	Observe the instructions for use
LOT	Lot number
EC REP	European representative
⊗	Do not use if packaging is damaged
↕	Temperature limit
☀️	Keep away from sunlight
UDI	Unique device identifier
🕒	Expiry date
🏭	Manufacturer
REF	Item number

German is master file for content.

Ardo Natal Restore Unterstützt die natürliche Vaginalflora nach der Geburt

Lesen Sie vor der Anwendung diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch.

Indikation und Einsatzbereich: Ardo Natal Restore ist ein Vaginalgel mit rein natürlichen Inhaltsstoffen zur Anwendung nach der Geburt. Es befeuchtet die vaginale Schleimhaut und fördert die Regeneration der Vaginalflora. Das Gel unterstützt die Heilung und beugt Verletzungen sowie Schmerzen, die durch trockene Schleimhäute verursacht werden, vor. Zudem normalisiert es den vaginalen pH-Wert. Dies sowie die Befeuchtung der Schleimhaut helfen, einer Infektion durch Bakterien oder Scheidenpilze vorzubeugen.

Dosierung und Anwendung: Die Ardo Natal Restore Therapie sollte 2 bis 3 Tage nach der Geburt beginnen, sobald die geburtsbedingten Blutungen nachlassen. Das Gel wird 1-mal täglich, am besten abends, mittels des Applikators in die Vagina appliziert:

- Waschen Sie sich vor der Anwendung gründlich Ihre Hände
- Nehmen Sie einen Applikator aus der Verpackung und entfernen Sie die Schutzkappe
- Führen Sie die Spitze des Applikators tief in die Scheide ein und applizieren Sie die gesamte Tubenmenge (Anwendung am besten in Rückenlage mit leicht angewinkelten Beinen)

Nach Applikation kann zu Beginn der Behandlung ein leichtes Brennen auftreten. Dieses verschwindet nach kurzer Zeit. Die Therapiedauer soll maximal 7 aufeinanderfolgende Tage betragen.

Art der Anwendung: Zur lokalen Anwendung in der Vagina.

Vorsichtsmassnahmen: Es sind keine Vorsichtsmassnahmen zu ergreifen.

Biokompatibilität und Verwendung in der Schwangerschaft: Es liegen keine Untersuchungen bei Schwangeren vor.

Nebenwirkungen: Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Interaktionen: Es wurden bislang keine Fälle von Interaktionen gemeldet.

Kontraindikationen: Ardo Natal Restore sollte nicht angewendet werden bei bekannter Unverträglichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe.

Lagerung und Haltbarkeit: Ardo Natal Restore bei +5 °C bis +30 °C aufbewahren und vor Lichteinfluss schützen. Das Verfallsdatum ist auf der Packung aufgedruckt. Produkt nach dem Verfallsdatum nicht mehr verwenden.

Eigenschaften und Galenische Form: In Einwegapplikator verpackt. Enthält keine arzneilich wirksamen Bestandteile. Geruchloses, nahezu farbloses Gel auf natürlicher Basis. Das Gel ist hochviskos, isoton mit einem sauren pH-Wert von ca. 4,2.

Darreichungsform und Inhalt: 7 Einzelapplikatoren à 4 ml.

Hinweis an den Anwender: Entsprechend der Medizinprodukteverordnung sind im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender niedergelassen ist, zu melden.

Ebenso erhältlich:

- Ardo Natal Perimassage
- Ardo Natal Support
- Ardo Natal Anti-Stretch

Zeichenerklärung:	
CE ⁰¹²³	CE Zeichen der benannten Stelle
MD	Medizinprodukt
⊗	Nicht wiederverwenden
📖	Gebrauchsanweisung beachten
LOT	Lotnummer
EC REP	Europäischer Repräsentant
⊗	Beschädigte Verpackung nicht verwenden
↕	Temperaturbegrenzung
☀️	Vor Sonnenlicht schützen
UDI	Unique Device Identifier
🕒	Verwendbar bis
🏭	Hersteller
REF	Artikelnummer

Der deutsche Text ist die Referenz für den Inhalt.

Ardo Natal Restore Stimule la flore vaginale naturelle après l'accouchement

Lisez attentivement le présent mode d'emploi avant l'utilisation.

Indication et domaine d'utilisation : Ardo Natal Restore est un gel vaginal contenant des ingrédients purement naturels à utiliser après l'accouchement. Il hydrate la muqueuse vaginale et favorise la régénération de la flore vaginale. Le gel favorise la guérison et prévient les blessures et les douleurs causées par la sécheresse des muqueuses. Il régularise également le pH vaginal. Cet effet et l'humidification de la muqueuse aident à prévenir une infection par des bactéries ou des champignons vaginaux.

Dosage et utilisation : La thérapie Ardo Natal Restore doit commencer 2 à 3 jours après l'accouchement, dès que les saignements liés à l'accouchement diminuent. Le gel est appliqué dans le vagin 1 fois par jour, de préférence le soir, à l'aide de l'applicateur :

- Lavez-vous soigneusement les mains avant l'utilisation
- Déballiez un applicateur et retirez le capuchon protecteur
- Introduisez la pointe de l'applicateur en profondeur dans le vagin et versez toute la quantité du tube (utilisation préférable sur le dos avec les jambes légèrement pliées)

Après l'application, une légère brûlure peut être ressentie au début du traitement. Celle-ci disparaît en peu de temps. La thérapie ne doit pas durer plus de 7 jours consécutifs.

Type d'utilisation : Pour une utilisation locale dans le vagin.

Précautions : Il n'y a pas de précautions à prendre.

Biocompatibilité et utilisation pendant la grossesse : Il n'y a pas d'examens pour les femmes enceintes.

Effets secondaires : Aucun effet secondaire n'est connu.

Interactions : Aucun cas d'interaction n'a été signalé jusqu'ici.

Contre-indications : Ardo Natal Restore ne doit pas être utilisé en cas d'intolérance connue à l'un des ingrédients.

Stockage et durée de conservation : Conservez Ardo Natal Restore entre +5 °C et +30 °C et protégez-le de la lumière. La date de péremption est imprimée sur l'emballage. N'utilisez plus le produit après la date de péremption.

Propriétés et forme galénique : Emballé dans un applicateur jetable. Sans composants à efficacité thérapeutique. Gel inodore presque incolore d'origine naturelle. Le gel est très visqueux, isotonique avec une valeur pH acide d'env. 4,2.

Forme posologique et contenu : 7 applicateurs individuels de 4 ml.

Remarque à l'attention de l'utilisateur: Conformément au règlement relatif aux produits médicaux, les incidents graves survenus en rapport avec le produit doivent être signalés au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre au sein duquel l'utilisateur est établi.

Également disponible :

- Ardo Natal Perimassage
- Ardo Natal Support
- Ardo Natal Anti-Stretch

Légende :	
CE ⁰¹²³	Marquage CE de l'organisme dénommé
MD	Produit médical
⊗	Ne pas réutiliser
📖	Suivre le mode d'emploi
LOT	Numéro de lot
EC REP	Représentant européen
⊗	Ne pas utiliser l'emballage abîmé
↕	Seuil de température
☀️	Tenir à l'abri du soleil
UDI	Unique Device Identifier
🕒	À utiliser jusqu'au
🏭	Fabricant
REF	Référence

Le texte en langue allemande sert de référence pour le contenu.

Ardo Natal Restore Ripristina la flora vaginale naturale dopo il parto

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di impiegare il prodotto.

Indicazioni e impiego: Ardo Natal Restore è un gel vaginale a base di componenti totalmente naturali da utilizzare dopo il parto. Il gel idrata la mucosa vaginale e favorisce la rigenerazione della flora vaginale. Il gel accelera il processo di guarigione e previene la

formazione di lesioni e i dolori causati dalla secchezza delle mucose. Contribuisce inoltre a riportare entro valori normali il pH vaginale e, in combinazione con l'idratazione della mucosa, previene le infezioni di origine batterica o micotica.

Posologia e impiego: Iniziare la terapia con Ardo Natal Restore 2-3 giorni dopo il parto, non appena cessa l'emorragia post-partum. Il gel viene applicato in vagina 1 volta al giorno, preferibilmente la sera, con l'apposito applicatore:

- prima dell'applicazione lavarsi accuratamente le mani
- prelevare un applicatore dalla confezione e rimuovere il cappuccio di protezione
- introdurre la punta dell'applicatore in profondità in vagina ed applicare l'intera quantità del tubo (è preferibile eseguire l'applicazione in posizione supina tenendo le gambe leggermente piegate)

Dopo l'applicazione, all'inizio del trattamento, è possibile che si manifesti un leggero bruciore che scompare dopo breve tempo. La terapia deve protrarsi al massimo per 7 giorni consecutivi.

Modo di somministrazione: Somministrazione topica in vagina.

Misure precauzionali: Non devono essere adottate misure precauzionali.

Biocompatibilità e utilizzo in gravidanza: Non sono disponibili dati sulle donne in gravidanza.

Effetti collaterali: Non sono noti effetti collaterali.

Interazioni: Ad oggi non sono stati segnalati casi di interazioni.

Controindicazioni: Ardo Natal Restore non deve essere utilizzato in caso di intolleranza nota ad uno qualsiasi dei componenti.

Conservazione e durata: Conservare Ardo Natal Restore a una temperatura compresa tra +5 °C e +30 °C e al riparo dalla luce. La data di scadenza è stampata sulla confezione. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza.

Proprietà e forma galenica: Confezionato in applicatore monouso. Non contiene principi attivi farmaceutici. Gel inodore, praticamente incolore su base naturale. Il gel è altamente viscoso, isotonico con un pH acido di circa 4,2.

Forma farmaceutica e contenuto: 7 applicatori monouso da 4 ml.

Nota per l'utilizzatore: Ai sensi del regolamento sui dispositivi medici, eventuali incidenti gravi verificatisi in relazione al prodotto devono essere segnalati al produttore e all'autorità competente dello stato membro in cui risiede l'utilizzatore.

Sono disponibili anche:

- Ardo Natal Perimassage
- Ardo Natal Support
- Ardo Natal Anti-Stretch

Legenda:	
CE ⁰¹²³	Marchio CE dell'organismo notificato
MD	Dispositivo medico
⊗	Non riutilizzare
📖	Rispettare le istruzioni per l'uso
LOT	Numero di lotto
EC REP	Rappresentante in Europa
⊗	Non utilizzare la confezione danneggiata
↕	Limite temperatura
☀️	Proteggere dalla luce solare
UDI	Unique Device Identifier

🕒	Scadenza
🏭	Produttore
REF	Numero di articolo

Il testo in tedesco fa riferimento per il contenuto.

Ardo Natal Restore Ondersteunt de natuurlijke vaginale flora na de bevalling

Lees voor gebruik deze gebruiksaanwijzing aandachtig door.

Indicatie en toepassingsgebied: Ardo Natal Restore is een vaginale gel met zuiver natuurlijke ingrediënten voor gebruik na de bevalling. De gel bevochtigt het slijmvlies van de vagina en stimuleert de regeneratie van de vaginale flora. De gel ondersteunt de genezing en voorkomt verwondingen en pijn die door droge slijmvliezen veroorzaakt worden. Bovendien normaliseert de gel de vaginale pH-waarde. Dit en de bevochtiging van het slijmvlies helpen infecties door bacteriën of vaginale schimmels te voorkomen.

Dosering en toepassing: De Ardo Natal Restore therapie dient 2 tot 3 dagen na de bevalling te beginnen, zodra de bloedingen als gevolg van de bevalling minder worden. De gel wordt 1-maal daags, liefst ‘s avonds, door middel van de applicator in de vagina aangebracht:

- Was vóór gebruik grondig uw handen
- Neem een applicator uit de verpakking en verwijder de beschermdop
- Breng de punt van de applicator diep in de schede en breng de gehele inhoud van de tube aan (toepassing liefst in rugligging met licht opgetrokken benen)

Na het aanbrengen kan er aan het begin van de behandeling een licht brandend gevoel optreden. Dit verdwijnt na korte tijd. De therapieduur mag maximaal 7 opeenvolgende dagen bedragen.

Wijze van gebruik: Voor lokale toepassing in de vagina.

Voorzorgsmaatregelen: Er hoeven geen voorzorgsmaatregelen getroffen te worden.

Biocompatibiliteit en gebruik tijdens de zwangerschap: Er zijn geen onderzoeken bij zwangere vrouwen beschikbaar.

Bijwerkingen: Er zijn geen bijwerkingen bekend.

Interacties: Er zijn tot dusver geen gevallen van interacties gemeld.

Contra-indicaties: Ardo Natal Restore mag niet worden gebruikt bij bekende intolerantie voor een van de ingrediënten.

Bewaring en houdbaarheid: Ardo Natal Restore bij +5 °C tot +30 °C bewaren en tegen lichtinvaloeden beschermen. De vervaldatum staat vermeld op de verpakking. Product na de vervaldatum niet meer gebruiken.

Eigenschappen en galenische vorm: Verpakt in wegwerpapplicator. Bevat geen medicinaal werkzame bestanddelen. Geurloze, vrijwel kleurloze gel op natuurlijke basis. De gel is hoogviskeus, isotoon met een zure pH-waarde van ca. 4,2.

Presentatievorm en inhoud: 7 afzonderlijke applicators à 4 ml.

Kennisgeving aan de gebruiker: In overeenstemming met de Verordening inzake medische hulpmiddelen dienen ernstige voorvallen die in verband met het product optreden, te worden gemeld bij de fabrikant en de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waarin de gebruiker is gevestigd.

